

TERMÉK KATALÓGUS - PROTOKOLLOK

KRX CUSTO:MED™





CUSTO:MED TERMÉKCSALÁD

A személyre szabott professzionális bőrápolás

Vendégeink bőre nem mindig egységes, egy adott kezeléson belül több probléma megoldása is szükséges lehet.

A KRX **Custo:Med** olyan személyre szabott kezelési lehetőséget kínál amivel egy időben, egy kezeléson belül több bőrállapot is kezelhető.

A KRX a **Custo:Med** fejlesztése alatt különös figyelmet fordított arra, hogy kozmetikusként a lehető legmagasabb hatóanyag tartalommal tudjunk személyre szabott arckezeléseket kínálni vendégeinknek.

A **Custo:Med** tiszta, aktív hatóanyagokat és hatóanyag koncentrátumokat tartalmaz, ezért alkalmazható Nano tűs kezelésekkel vagy más elektrokozmetikai gépek (UH, RF) használatával.

A **Custo:Med** lehetőséget ad arra, hogy személyre szabjuk arckezeléseinket. Ez olyan aktív, személyre szabott bőrápolást, célzott kezeléseket jelent, amellyel jobb eredményeket és látványosabb bőrváltozást érhetünk el.

BÁZIS ALAP GÉLEK



A KRX Custo:Med bázis gélek olyan professzionális kozmetikai alapformulák, amelyek célja, hogy stabil, jól vezető és célzott hatású közeget biztosítsanak a modern kozmetikai kezelések során. Ezek a gélek nem csupán technikai segédanyagok, hanem funkcionális hatóanyag-hordozók, amelyek aktívan támogatják a bőr állapotának javítását.

A bázis gélek közös jellemzői:

- kiváló csúszás és vezetőképesség gépi kezelésekhez
- könnyű, nem ragadós géltextúra
- stabil pH és formulabiztonság
- professzionális felhasználásra optimalizált összetétel

A Custo:Med rendszer lehetővé teszi, hogy a kozmetikus bőrállapot szerint válasszon bázis gélt, és így személyre szabott kezelési protokollokat alakítson ki.

Parabének és szintetikus illatanyagoktól mentesek.

HYALURON GÉL:

A hialuronsavas bázis gél többszintű hidratálást biztosít, mivel többféle hialuronsav-formát tartalmaz eltérő molekulamérettel. Segíti a bőr vízmegkötő képességét, javítja a bőr komfortérzetét és rugalmasságát. Kifejezetten ajánlott vízhiányos, feszségét veszített, anti-aging kezelésekhez, valamint ultrahangos és RF technológiák alkalmazása során.

PROBIOTIC GÉL:

A probiotikus bázis gél a bőr mikrobiom-egyensúlyának helyreállítására fókuszál. Probiotikus ferment kivonatokat és barrier-erősítő összetevőket tartalmaz, amelyek támogatják a bőr természetes védekezőképességét. Ideális érzékeny, reaktív, ekcémára hajlamos, barrier-károsodott bőr kezelésére, valamint post-treatment alkalmazásra.

BÁZIS ALAP GÉLEK

TEA TREE GÉL:

A tea tree kivonatra épülő bázis gél antibakteriális, gyulladáscsökkentő és pórustisztító hatású. Kiváló választás aknés, problémás, faggyútúltermelésre hajlamos bőr esetén. Segít megelőzni az újabb gyulladások kialakulását, miközben friss, tiszta bőrérzetet biztosít a kezelés során.

NIACINAMIDE GÉL:

A niacinamidós bázis gél bőrtónus-kiegyenlítő és bőrbarrier-támogató hatással rendelkezik. Segít a pigmentfoltok és az akné utáni elszíneződések halványításában, miközben javítja a bőr általános megjelenését. Sokoldalúsága miatt széles bőrtípus-skálán alkalmazható, különösen világosító és regeneráló kezelésekben.

CAFFEINE GÉL:

A koffeines bázis gél vazokonstriktív és mikrokeringés-javító hatásának köszönhetően ideális puffadt, fáradt bőr, illetve szemkörnyéki ödéma kezelésére. Segít csökkenteni a folyadékviszatartást, frissíti a bőrt, és átmenetileg javítja a sötét karikák megjelenését. Gyakran alkalmazzák expressz és anti-fatigue kezelésekben.

KABIN/SZALON HASZNÁLAT:

1 nagy mérőkanál bázis zselét vegyünk ki egy üveg vagy műanyag keverőtálba és tegyünk hozzá 2-3 pumpányi, a bőrtípusnak megfelelő hatóanyag koncentrátumot. Keverjük el, majd vigyük fel a megtisztított, peelingezett, száraz bőrre és folytatassuk a kiválasztott kezeléssel.

Használhatjuk felszívódó pakolásként vagy egy hatóanyagos masszázsz-zseléként is. A gépi kezelések befejezése után akár egy könnyed, simító mozdulatokból álló masszázst is végezhetünk amíg a bőr beszívja a maradék hatóanyagos gélt.



KONCENTRÁTUMOK



A KRX Custo:Med rendszer egyik legnagyobb szakmai előnye, hogy a bázis gélek hatóanyag-koncentrátumokkal kombinálhatók, így a kozmetikus teljes mértékben személyre szabott kezeléseket alakíthat ki a vendég aktuális bőrállapotának megfelelően. Ebben a rendszerben a bázis gél nem csupán technikai segédanyag, hanem stabil hordozóközeg, míg a koncentrátumok biztosítják a célzott, aktív hatást.

A bőr állapota folyamatosan változik (évszak, életkor, hormonális állapot, életmód stb.) ezért a modern kozmetikai kezelések alapelve, hogy nem sablonprotokollokkal, hanem bőrtípus- és bőrállapot-specifikus megoldásokkal dolgozunk.évszak

A hatóanyag-koncentrátumok lehetővé teszik, hogy:

- ugyanazt a bázis gél-t többféle célra használjuk
- minden vendégnél az aktuális igényekhez igazítsuk a kezelést
- fokozzuk a kezelések hatékonyságát anélkül, hogy túlterhelnénk a bőrt

A bázis gél + koncentrátum kombináció szakmai előnyei:

- Maximális személyre szabhatóság
- Rugalmas kezelési protokollok
- Kontrollált hatóanyag-bevitel
- Biztonságosabb alkalmazás érzékeny bőrön
- Gazdaságos szalonműködés

REDNESS CONTROL

nyugtató és bőrpír-csökkentő hatóanyag-koncentrátum

A **KRX Custo:Med Redness Control koncentrátum** kifejezetten bőrpírra, irritációra és rosaceára hajlamos bőr kezelésére kifejlesztett, célzott hatóanyag-keverék. Funkciója a bőr megnyugtató, a gyulladásos reakciók mérséklése, valamint a bőr védelmének erősítése a külső környezeti hatásokkal szemben.

Ez a koncentrátum ideális választás olyan esetekben, amikor a bőr reaktív, érzékeny, gyulladásra hajlamos, és fokozott támogatásra van szüksége a regeneráció során.

A koncentrátum botanikai olajok, gyulladáscsökkentő és barrier-erősítő összetevők kombinációjára épül, amelyek együttesen:

- csökkentik a bőrpírt és irritációt
- nyugtatják a rosaceára hajlamos bőrt
- erősítik a bőr védőrétegét
- segítik a bőr ellenállóbbá válását a környezeti agresszorokkal szemben

A formula nem „elfedi” a tüneteket, hanem funkcionális támogatást nyújt a bőr számára.

A koncentrátum botanikai olajok, gyulladáscsökkentő és barrier-erősítő összetevők kombinációjára épül, amelyek együttesen csökkentik a bőrpírt és irritációt, nyugtatják a rosaceára hajlamos bőrt és erősítik a bőr védőrétegét segítve a bőr ellenállóbbá válását a környezeti agresszorokkal szemben

Összetevők:

- **Vitis Vinifera (Szőlőmag) olaj** – antioxidáns védelem, gyulladáscsökkentő hatás
- **Simmondsia Chinensis (Jojoba) olaj** – bőrbarát lipid, nyugtató és barrier-támogató
- **Olea Europaea (Olíva) gyümölcsolaj** – regeneráló, bőrpuhító
- **Butyrospermum Parkii (Shea) vaj** – bőrvédő, komfortnövelő
- **Squalane** – lipidpótlás, bőr rugalmasságának támogatása
- **Ceramide NP** – bőrbarrier helyreállítása
- **Phytosterols** – gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató hatás
- **Ethyl Ascorbyl Ether** – stabil C-vitamin származék, antioxidáns védelem
- **Arbutin** – gyulladás utáni elszíneződések mérséklése
- **Hydrolyzed Pea Protein** – bőrerősítő, védő hatás

REDNESS CONTROL koncentrátum – melyik bázisgélhez ideális?

Probiotic Gel – elsődleges választás. Ez a legideálisabb kombináció.

Miért?

- a Probiotic Gel támogatja a bőr mikrobiom-egyensúlyát, erősíti a bőr természetes védekezőrendszerét, csökkenti a bőr reaktivitását

A Probiotic Gel + Redness Control koncentrátum nyugtató, barrier-erősítő, regeneráló kezelést ad.

KABIN/SZALON HASZNÁLAT:

1. lépés - Kíméletes tisztítás

- Használj enzimes lemosót (KRX Enzimes arctej 5 percre a bőrön marad majd utána körkörösén átmozgatni és langyos vízzel lemosni)
- Kerüld a mechanikai tisztítást, peelinget

KRX hidrofíli olajos letisztítást végzünk az enzimes előtt amennyiben a vendég sminkben érkezett.

2. lépés - Bázis gél kiválasztása+ koncentrátum

- Vegyen ki 1 adag bázis gélt (kb. 3-5 ml) 1 mérőkanál
- Adj hozzá 3-4 pumpa REDNESS CONTROL koncentrátumot
- Spatulával alaposan keverd homogén állagúra

⚠ Érzékeny bőrön mindig alacsony dózissal kezdünk. (2-3 pumpa)

3. lépés - Hatóanyag bevitele

- Vidd fel egyenletes rétegben az arcbőrre
- Kerüld az erős masszázst
- Dolgozz lassú, nyugtató, simító mozdulatokkal

Alkalmazható technikák:

- manuális nyugtató, simító masszázs technika
- ultrahang alacsony intenzitáson (LDM UH)
- tű nélküli mezoterápia érzékeny bőr programmal
- Dermapen, Mezopen, Biopen(ems nélkül) Nano modullal

⚠ TILOS! Mikrotű alkalmazása

4. lépés - Hatóidő

- A gépi kezelés után hagyd a gélt a bőrön 15 percig és opcionális alkalmazható zöld LED fényterápia és/vagy Crio(hideg vasaló) használata 3-5 percig.

5. lépés - Eltávolítás vagy bedolgozás

- A kezelés végén hideg vizes gyengéd lemosás.

6. lépés - Záró lépések

- Barrier-erősítő, nyugtató krém (KRX Cica Recovery vékony rétegben)
- Nappali kezelés esetén fényvédelem kötelező (KRX Glow fényvédő)

Anyagköltség: 3000.-Ft | Ajánlott kezelés ár változó a vendégkörnek és az alkalmazott gépeknek megfelelően: 16.500.- 19.990.-Ft

Kezelés ideje: 60 perc: 10 perc letisztítás, 15 perc simító masszázs, 10 perc gépi kezelés, 15 perc fény és/vagy Cryo terápia, 5 perc zárókrém.

Q10 koncentrátum

A KRX Custo:Med Q10 koncentrátum egy nagy hatékonyságú antioxidáns komplex, amely a bőr védelmét, vitalitását és hidratáltságát támogatja. Központi hatóanyaga a koenzim Q10 (Ubiquinone), amely kulcsszerepet játszik a bőr sejteinek energiaellátásában és az oxidatív stressz elleni védekezésben.

Ez a koncentrátum ideális választás fakó, fáradt, megereszkedett, tónusát veszített bőr kezelésére, valamint minden olyan esetben, amikor a bőr frissítésre, ragyogásra és vitalizálásra szorul.

Hatásmechanizmus – hogyan működik a Q10 koncentrátum?

A Q10 koncentrátum komplex módon támogatja a bőrt:

- antioxidáns védelmet nyújt az UV-sugárzás és környezeti szennyezés okozta káros hatásokkal szemben
- támogatja a sejtek energifolyamatait, ezáltal élénkíti a bőrt
- segíti a bőr nedvességmegtartó képességét
- javítja a bőr tónusát és rugalmasságát
- hozzájárul a ragyogó, egészséges bőrkép kialakításához

Főbb összetevők:

- Ubiquinone (Coenzyme Q10) – erős antioxidáns, sejtenergia-fokozó
- Vitis Vinifera (Szőlőmag) olaj – antioxidáns védelem, bőrregenerálás
- Argania Spinosa (Argán) olaj – tápláló, rugalmasságot javító
- Caprylic/Capric Triglyceride – könnyű emolliens, bőrkomfort
- Tocopherol (E-vitamin) – antioxidáns, bőrvédő
- Hydrogenated Lecithin – hatóanyag-transzport és bőrbarrier-támogatás
- Növényi kivonatok (levendula, kamilla, borágó, zsálya, búzavirág) – nyugtató, antioxidáns, bőrkondicionáló hatás

Q10 koncentrátum – melyik bázis gélhez ideális?

1. Hyaluron Basis Gel – elsődleges választás. Ez a legideálisabb kombináció.

Miért?

- a Hyaluron Basis Gel fokozza a bőr nedvességmegtartását, a Q10 támogatja a sejtenergia-folyamatokat, együtt feszesebb, ragyogóbb bőrkép érhető el.

➔ Hyaluron Gel + Q10 = hidratáló–energizáló anti-aging kezelés

2. Niacinamide Gel –tónusjavító protokollhoz Kiegészítő, célzott kombináció.

Miért?

- a niacinamid egységesíti a bőrtónust, a Q10 ragyogást és vitalitást ad, ideális fakó, egyetlen tónusú bőrre

⚠ **Érzékeny bőr esetén alacsony dózis javasolt.**

KABIN/SZALON HASZNÁLAT:

1. lépés - Kíméletes tisztítás

- Használj enzimes lemosót (KRX Enzimes arctej 5 percre a bőrön marad majd utána körkörösén átmozgatni és langyos vízzel lemosni)
- **Blue Peel alkalmazása 10 perc majd vízzel lemosni, nem kell tonik használat utána!**

KRX hidrofil olajos letisztítást végzünk az enzimes előtt amennyiben a vendég sminkben érkezett.

2. lépés - Bázis gél kiválasztása+ koncentrátum

- Vegyen ki 1 adag bázis gélt (kb. 3-5 ml) kb. 1 mérőkanál
 - Adj hozzá 3-4 pumpa Q10 koncentrátumot
 - Spatulával alaposan keverd homogén állagúra
- ⚠ **Érzékeny bőrön mindig alacsony dózissal kezdünk. (2-3 pumpa)**

3. lépés - Hatóanyag bevitele

- Vidd fel egyenletes rétegben az arcbőrrre
- **Masszázs és EMS gép használata**

Alkalmazható technikák:

- masszázs technika
- ultrahang
- tű nélküli mezoterápia
- Dermapen, Mezopen, Biopen(+ EMS) Nano modullal

⚠ **TILOS! Mikrotű alkalmazása**

4. lépés - Hatóidő

- A gépi kezelés után hagyd a gélt a bőrön 15 percig és opcionális alkalmazható piros LED fényterápia.

5. lépés - eltávolítás vagy bedolgozás

- A kezelés végén lemosás és opcionálisan KRX Gellé alginát maszk (Kollagén)

6. lépés - Záró lépések

- Clinical nappali krém
- Nappali kezelés esetén fényvédelem kötelező (KRX Glow fényvédő)

Anyagköltség: 4200.-Ft | Ajánlott kezelés ár változó a vendégkörnek és az alkalmazott gépeknek megfelelően: 17.000.- 19.990.- 22.990.-Ft

Kezelés ideje: 60 perc: 10 perc letisztítás, 15 perc simító masszázs, 10 perc gépi kezelés, 10 perc fény és/vagy Cryo terápia, 10 perc Alginát maszk, 5 perc zárókrém.

AZULÉN koncentrátum

A KRX Custo:Med Azulene koncentrátum egy kifejezetten irritált, sérült, gyulladásra hajlamos bőrre fejlesztett, célzott hatóanyag-keverék. Fő aktív összetevője a guaiazulene, amely erőteljes bőrnyugtató, antioxidáns és regeneráló tulajdonságairól ismert.

Az azulene koncentrátum célja a bőr megnyugtató, regenerációjának támogatása, valamint a külső környezeti agresszorok és a korai bőröregedést előidéző hatások elleni védelem.

Az azulene koncentrátum komplex módon támogatja a bőrt:

- csökkenti az irritációt és bőrpírt
- támogatja a sebgyógyulási folyamatokat
- antibakteriális tulajdonságai révén segít az aknés bőr kezelésében
- antioxidáns védelmet nyújt az UV-sugárzás és környezeti szennyezés ellen
- lassítja a korai bőröregedés folyamatait

Főbb összetevők:

- Guaiazulene – erőteljes bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő, antioxidáns
- Vitis Vinifera (Szőlőmag) olaj & kivonat – antioxidáns védelem, regeneráló hatás
- Squalane – lipidpótlás, bőrbarrier-támogatás
- Tocopherol (E-vitamin) – szabadgyök-ellenes védelem
- Gyümölcskivonatok (alma, papaya, japán sárgabarack) – bőrfelfrissítő, antioxidáns támogatás

AZULÉN koncentrátum - melyik bázis gélhez ideális?

1. Probiotic Gel - elsődleges választás - Ez a legideálisabb kombináció.

Miért?

- a Probiotic Gel támogatja a bőr mikrobiom-egyensúlyát
- csökkenti a bőr reaktivitását
- erősíti a bőr természetes védekezőképességét

Mikor válaszd?

- irritált, gyulladt bőr
 - rosaceára hajlamos bőr
 - aknés, érzékeny bőr
 - post-treatment állapot
 - tisztító kezelések után hatóanyag bejuttatáshoz vagy pakolásként
- ➔ Probiotic Gel + Azulene = intenzív nyugtató és regeneráló kezelés

KABIN/SZALON HASZNÁLAT:

1. lépés - Kíméletes tisztítás

- Használj enzimes lemosót (KRX Enzimes arctej 5 percre a bőrön marad majd utána körkörösén átmozgatni és langyos vízzel lemosni)
- **Blue Peel alkalmazása 10 perc majd vízzel lemosni, nem kell tonik használat utána!**

KRX hidrofil olajos letisztítást végzünk az enzimes előtt amennyiben a vendég sminkben érkezett.

2. lépés - Bázis gél kiválasztása+ koncentrátum

- Vegyen ki 1 adag bázis gélt (kb. 3-5 ml) kb. 1 mérőkanál
 - Adj hozzá 3-4 pumpa Azulén koncentrátumot
 - Spatulával alaposan keverd homogén állagúra
- ⚠ Érzékeny bőrön mindig alacsony dózissal kezdünk. (2-3 pumpa)

3. lépés - Hatóanyag bevitele

- Vidd fel egyenletes rétegben az arcbőrrre
- **Kiválasztott gépi kezelés**

Alkalmazható technikák:

- masszázs technika
- ultrahang
- tű nélküli mezoterápia
- Dermapen, Mezipen, Biopen(EMS nélkül) Nano modulal

⚠ TILOS! Mikrotű alkalmazása

4. lépés - Hatóidő

- A gépi kezelés után hagyd a gélt a bőrön 15 percig és opcionális alkalmazható pulzáló piros-kék LED fényterápia.

5. lépés - eltávolítás vagy bedolgozás

- A kezelés végén lemosás és opcionálisan KRX Cica Recovery fátyolmaszk

6. lépés - Záró lépések

- Cica Recovery nappali krém
- Nappali kezelés esetén fényvédelem kötelező (KRX Glow fényvédő)

Anyagköltség: 3600.-Ft | Ajánlott kezelés ár változó a vendégkörnek és az alkalmazott gépeknek megfelelően: 15.000.- 19.990.-Ft

Kezelés ideje: 60 perc: 10 perc letisztítás, 15 perc simító masszázs, 10 perc gépi kezelés, 10 perc fény és/vagy Cryo terápia, 10 perc Fátyolmaszk, 5 perc zárókrém.

ASTAXANTHIN koncentrátum

intenzív antioxidáns és anti-aging hatóanyag-koncentrátum

A KRX Custo:Med Astaxanthin koncentrátum egy kiemelkedően erős antioxidáns hatóanyag-komplex, amely a bőr védelmét, megújulását és fiatalos megjelenését támogatja. Az astaxanthin antioxidáns kapacitása tudományosan igazoltan meghaladja a C-vitaminét, így hatékony védelmet nyújt a szabadgyökök és a korai bőröregedés ellen. A koncentrátum ideális választás anti-aging, bőrtónus-javító és bőrvédő kezelésekhez, különösen környezeti stressznek kitett bőr esetén.

Az astaxanthin koncentrátum komplex módon fejti ki hatását:

- semlegesíti a szabadgyököket
- védi a bőrt az UV-sugárzás és környezeti ártalmak okozta oxidatív stressztől
- javítja a bőr tónusát és egységességét
- csökkenti a finom ráncok megjelenését
- támogatja a bőr feszeségét és vitalitását

Az antioxidáns védelem mellett látható ragyogást és „healthy glow” hatást biztosít.

Főbb összetevők:

- Astaxanthin – rendkívül erős antioxidáns, anti-aging és bőrvédő hatás
- Ethyl Ascorbyl Ether – stabil C-vitamin származék, tónusjavító, antioxidáns
- Vitis Vinifera (Szőlőmag) olaj – antioxidáns, regeneráló
- Simmondsia Chinensis (Jojoba) olaj – bőrbarát lipid, barrier-támogatás
- Tocopherol (E-vitamin) – szabadgyök-ellenes védelem
- Növényi olajok és emolliensek – bőrkomfort és hatóanyag-stabilitás

ASTAXANTHIN koncentrátum – melyik bázis gélhez ideális?

1. Hyaluron Basis Gel – elsődleges választás

Ez a legideálisabb kombináció.

Miért?

- a Hyaluron Basis Gel biztosítja a mély és többszintű hidratálást
- az Astaxanthin erőteljes sejtvédő antioxidáns
- együtt feszesebb, ragyogóbb, fiatalosabb bőrkép érhető el

Ajánlott bőrállapotok:

- érett, tónusát vesztett bőr
- fakó, dehidratált bőr
- finom ráncok
- anti-aging kúrák

➡ Hyaluron Gel + Astaxanthin = prémium anti-aging kezelés

2. Niacinamide Gel – tónusjavító, glow fókusz

Kiegészítő, célzott választás.

Miért?

- a niacinamid segít az egyenletes bőrtónus kialakításában
- az Astaxanthin fokozza a ragyogást és sejtvédelmet
- ideális „glow treatment” protokollhoz

⚠ Érzékeny bőr esetén alacsony dózis ajánlott.

KABIN/SZALON HASZNÁLAT:

1. lépés - Kíméletes tisztítás

- Használj enzimes lemosót (KRX Enzimes arctej 5 percre a bőrön marad majd utána körkörösén átmozgatni és langyos vízzel lemosni)
- **Blue Peel alkalmazása 10 perc majd vízzel lemosni, nem kell tonik használat utána!**

KRX hidrofil olajos letisztítást végzünk az enzimes előtt amennyiben a vendég sminkben érkezett.

2. lépés - Bázis gél kiválasztása+ koncentrátum

- Vegyen ki 1 adag bázis gélt (kb. 3-5 ml) kb. 1 mérőkanál
 - Adj hozzá 3-4 pumpa Astaxanthin koncentrátumot
 - Spatulával alaposan keverd homogén állagúra
- ⚠ Érzékeny bőrön mindig alacsony dózissal kezdünk. (2-3 pumpa)

3. lépés - Hatóanyag bevitele

- Vidd fel egyenletes rétegben az arcbőrrre
- **Kiválasztott gépi kezelés**

Alkalmazható technikák:

- masszázs technika
- ultrahang
- tű nélküli mezoterápia
- Dermapen, Mezopen, Biopen(+EMS) Nano modullal

⚠ TILOS! Mikrotű alkalmazása

4. lépés - Hatóidő

- A gépi kezelés után hagyd a gélt a bőrön 15 percig és opcionális alkalmazható piros LED fényterápia.

5. lépés - eltávolítás vagy bedolgozás

A kezelés végén lemosás és opcionálisan KRX Astaxanthin Alginát maszk

6. lépés - Záró lépések

- **Aqua Glow nappali krém**
- Nappali kezelés esetén fényvédelem kötelező (KRX Glow fényvédő)

Anyagköltség: 4200.-Ft | Ajánlott kezelés ár változó a vendégkörnek és az alkalmazott gépeknek megfelelően: 16.500.- 19.990.-Ft- 22.990.-

Kezelés ideje: 60 perc: 10 perc letisztítás, 15 perc simító masszázs, 10 perc gépi kezelés, 10 perc fény és/vagy Cryo terápia, 10 perc Alginát maszk, 5 perc zárókrém.

GLUTATHIONE koncentrátum

A KRX Custo:Med Glutathione koncentrátum egy célzott hatású, bőrvilágosító és bőrtónus-kiegyenlítő professzionális hatóanyag-keverék. Fő hatásmechanizmusa a melanintermelés szabályozásán alapul, miközben erőteljes antioxidáns védelmet biztosít a bőr számára.

A koncentrátum ideális választás hiperpigmentáció, fakó bőrkép, egyenetlen tónus, valamint anti-aging kezelések esetén.

A glutathione a bőrben:

- gátolja a tirozináz enzimet, amely a melanin képződésének kulcsszereplője
- csökkenti a túlzott pigmenttermelést
- segít egységesebb, világosabb bőrtónust kialakítani
- semlegesíti a szabadgyököket
- lassítja a bőröregedés folyamatait

Ezáltal a bőr ragyogóbbá, frissebbé és egyenletesebbé válik.

Főbb összetevők:

- Glutathione – tirozináz-gátló, bőrvilágosító, erőteljes antioxidáns
- Ethylhexylglycerin & Tocopherol (E-vitamin) – antioxidáns védelem
- Lactobacillus Ferment – bőrkomfort és barrier-támogatás
- Aminosav komplex (arginine, cysteine, methionine, lysine, taurine, stb.) – sejtműködés, regeneráció
- Sodium PCA, Urea, Hyaluronic Acid – hidratálás, NMF-támogatás
- Vitis Vinifera (Szőlőmag) olaj – antioxidáns, bőrvédő

GLUTATHIONE koncentrátum – melyik bázis gélhez a legideálisabb?

1. Niacinamide Gel – elsődleges választás

Ez a legerősebb, legcélzottabb kombináció.

Miért?

- a niacinamid egységesíti a bőrtónust
- támogatja a pigmentáció szabályozását
- erősíti a bőrbarriert, így a glutathione jobban tolerálható
- együtt hatnak a melanin-termelés és az elszíneződések ellen

➡ Niacinamide Gel + Glutathione = célzott világosító protokoll

2. Hyaluron Basis Gel – hidratáló, anti-aging világosítás

Második legjobb, széles körben alkalmazható kombináció.

Miért?

- fokozza a bőr nedvességtartalmát
- csökkenti az irritáció esélyét
- segíti a bőrmegújulást és feszséget
- ideális érettebb, de pigmentált bőrre

Ajánlott bőrállapotok:

- vízhiányos, pigmentált bőr
- érett bőr tónusegyenetlenséggel
- anti-aging + brightening kezelések

KABIN/SZALON HASZNÁLAT:

1. lépés - Kíméletes tisztítás

- Használj enzimes lemosót (KRX Enzimes arctej 5 percre a bőrön marad majd utána körkörösén átmozgatni és langyos vízzel lemosni)
- **Blue Peel alkalmazása 10 perc majd vízzel lemosni, nem kell tonik használat utána!**

KRX hidrofil olajos letisztítást végzünk az enzimes előtt amennyiben a vendég sminkben érkezett.

2. lépés - Bázis gél kiválasztása+ koncentrátum

- Vegyen ki 1 adag bázis gélt (kb. 3-5 ml) kb. 1 mérőkanál
 - Adj hozzá 3-4 pumpa Glutathione koncentrátumot
 - Spatulával alaposan keverd homogén állagúra
- ⚠ Érzékeny bőrön mindig alacsony dózissal kezdünk. (2-3 pumpa)

3. lépés - Hatóanyag bevitele

- Vidd fel egyenletes rétegben az arcbőrre
- **Kiválasztott gépi kezelés**

Alkalmazható technikák:

- masszázs technika
- ultrahang
- tű nélküli mezoterápia
- Dermapen, Mezopen, Biopen(+EMS) Nano modullal

⚠ TILOS! Mikrotű alkalmazása

4. lépés - Hatóidő

- A gépi kezelés után hagyd a gélt a bőrön 15 percig és opcionális alkalmazható kék LED fényterápia.

5. lépés - eltávolítás vagy bedolgozás

A kezelés végén lemosás és opcionálisan KRX Arbutin Alginát maszk

6. lépés - Záró lépések

- **Mela Defence** krém
- Nappali kezelés esetén fényvédelem kötelező (KRX Glow fényvédő)

Anyagköltség: 4200.-Ft | Ajánlott kezelés ár változó a vendégkörnek és az alkalmazott gépeknek megfelelően: 16.500.- 19.990.-Ft- 22.990.-

Kezelés ideje: 60 perc: 10 perc letisztítás, 15 perc simító masszázs, 10 perc gépi kezelés, 10 perc fény és/vagy Cryo terápia, 10 perc Alginát maszk, 5 perc zárókrém.

COPPER PEPTIDE koncentrátum

COPPER PEPTIDE – feszesítő és bőrmegújító hatóanyag-koncentrátum

A KRX Custo:Med Copper Peptide koncentrátum egy kiemelten hatékony, mégis gyengéd anti-aging hatóanyag-komplex, amely képes a bőr mélyebb rétegeibe is behatolni, ezáltal látványos feszesítő és bőrmegújító hatást biztosít.

A koncentrátum fő hatóanyaga a Copper Tripeptide-1, amelyet gyakran „BTA peptidként” is emlegetnek, mivel botulinum-szerű, de injekciómentes, enyhébb hatást fejt ki. Ideális választás azokban az esetekben, amikor feszesítésre, bőrminőség-javításra és finom ráncok kezelésére van szükség, irritáció nélkül.

A peptidkomplex több szinten támogatja a bőr megújulását:

- serkenti a kollagén- és elasztintermelést
- javítja a bőr feszeségét és rugalmasságát
- segít kisimítani a finom ráncokat
- támogatja a bőr regenerációs folyamatait
- „relaxáló” hatást gyakorol a mimikai területekre

Ezáltal a bőr feszesebb, simább és fiatalosabb megjelenést kap, invazív beavatkozás nélkül.

Főbb összetevők:

- Copper Tripeptide-1 – regeneráló, feszesítő, kollagénstimuláló peptid
- Acetyl Hexapeptide-8 – „botox-szerű” hatású peptid, mimikai ráncokra
- Palmitoyl Pentapeptide-4 – anti-aging, bőrmegújító hatás
- Sodium Hyaluronate – hidratálás, bőrkomfort
- Tocopherol (E-vitamin) – antioxidáns védelem
- Vitis Vinifera (Szőlőmag) olaj – bőrvédő, regeneráló

COPPER PEPTIDE koncentrátum – melyik bázis gélhez a legideálisabb?

1. Hyaluron Basis Gel – elsődleges választás- Ez a legerősebb és legbiztonságosabb kombináció. Miért?

- a Hyaluron Basis Gel intenzíven hidratál és feltölt
- támogatja a peptidok mélyebb bőrbe jutását
- csökkenti az esetleges bőrfeszülést vagy reakciót
- ideális feszesítő, lifting és anti-aging kezelésekhez

➡ Hyaluron Gel + Copper Peptide = prémium feszesítő anti-aging kezelés

2. Niacinamide Gel – bőrminőség-javító, strukturáló hatás- Másodlagos, de kiváló kombináció. Miért?

- a niacinamid javítja a bőr szerkezetét és tónusát
- erősíti a bőrbarriert
- a peptidok feszesítő hatása így jobban érvényesül

⚠ Érzékeny bőr esetén csökkentett dózis javasolt.

KABIN/SZALON HASZNÁLAT:

1. lépés - Kíméletes tisztítás

- Használj enzimes lemosót (KRX Enzimes arctej 5 percre a bőrön marad majd utána körkörösén átmozgatni és langyos vízzel lemosni)
- **Blue Peel alkalmazása 10 perc majd vízzel lemosni, nem kell tonik használat utána!**

KRX hidrofil olajos letisztítást végzünk az enzimes előtt amennyiben a vendég sminkben érkezett.

2. lépés - Bázis gél kiválasztása+ koncentrátum

- Vegyen ki 1 adag bázis gélt (kb. 3-5 ml) kb. 1 mérőkanál
 - Adj hozzá 3-4 pumpa Copper peptide koncentrátumot
 - Spatulával alaposan keverd homogén állagúra
- ⚠ Érzékeny bőrön mindig alacsony dózissal kezdünk. (2-3 pumpa)

3. lépés - Hatóanyag bevitele

- Vidd fel egyenletes rétegben az arcbőrrre
- **Kiválasztott gépi kezelés**

Alkalmazható technikák:

- masszázs technika
- ultrahang
- tű nélküli mezoterápia
- Dermapen, Mezopen, Biopen(+EMS) Nano modullal

⚠ TILOS! Mikrotű alkalmazása

4. lépés - Hatóidő

- A gépi kezelés után hagyd a gélt a bőrön 15 percig és opcionális alkalmazható piros LED fényterápia.

5. lépés - eltávolítás vagy bedolgozás

A kezelés végén lemosás és opcionálisan KRX Hyaluron Alginát maszk

6. lépés - Záró lépések

- **Krx Clinical** krém
- Nappali kezelés esetén fényvédelem kötelező (KRX Glow fényvédő)

Anyagköltség: 4200.-Ft | Ajánlott kezelés ár változó a vendégkörnek és az alkalmazott gépeknek megfelelően: 16.500.- 19.990.-Ft- 22.990.-

Kezelés ideje: 60 perc: 10 perc letisztítás, 15 perc simító masszázs, 10 perc gépi kezelés, 10 perc fény és/vagy Cryo terápia, 10 perc Alginát maszk, 5 perc zárókrém.